


ESTERILUX BATA

BATA HIGIÉNICA PROFESIONAL



PROTEGE Y EVITA LA TRANSMISIÓN DE VIRUS



Bata higiénica desechable. Varios usos, Bolsa unitaria.

ESPECIFICACIONES

Función

Uso profesional en diferentes áreas como: Medicina, peluquería, oftalmología, dentistas, veterinaria, podólogos, cirujanos plásticos, protésicos, hospitales privados, etc.

Materiales


Doble capa TNT Sontara de Dupont y está laminada con membrana de PTFE (Politetrafluoroetileno). Altísima barrera de permeabilidad y microbiana. Fabricada 100% con materiales reciclados y reciclables. Hecho en España

Certificación

Certificado bajo Norma Europea. Cumple prestaciones estandar y "Altas" en norma EN 137-1:2019

Vida útil

Se ha probado de lavar 5 veces y sus prestaciones siguen siendo satisfactorias



2 años de garantía

Producto homologado CE