

# ESTERILUX TERMIA

TERMÓMETRO INFRARROJO



## CONTROLA TU TEMPERATURA CORPORAL



### SISTEMA INTUITIVO POR COLORES

azul temperatura ok  
naranja: décimas  
rojo: fiebre

### GRAN PRECISIÓN Y RAPIDEZ

Descubre tu temperatura corporal en apenas un segundo.



### APLICACIÓN

Acercar a la frente y esperar apenas unos segundos. Emitirá un pitido y vibración cuando se complete la medición.



2 años de garantía

Producto homologado CE

## ESPECIFICACIONES

### Función

Termómetro infrarrojo para medir la temperatura corporal mediante la detección pasiva de la radiación de calor recolectada en la frente. Es de gran precisión y tiene una rápida velocidad de respuesta. Se puede utilizar en bebés, niños y adultos. Dispone de una pantalla muy útil e intuitiva.

### Especificaciones técnicas

#### Rango de temperaturas

32°C - 42,9°C.

#### Distancia de detección

De 0 a 5 cm.

#### Batería

2 pilas AAA de 1.5V cada una.

#### Pantalla

Pantalla de cristal líquido de 2,3x2,8 cm.

#### Color de la pantalla

Blanca hasta 37,8 °C.  
Naranja de 37,8 °C a 39,4 °C.  
Roja de 39,5°C a 42,9 °C.

#### Medida del termómetro

4x15x4 cm.

#### Peso

10 g.

Producto certificado por ENAC

