

GEL HIDROALCOHÓLICO VERITA FARMA

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE DE MANOS

Gel Hidroalcohólico VERITA FARMA

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE DE MANOS

PROPIEDADES:

Gel hidroalcohólico autosecante con propiedades higienizantes. Limpia a fondo e higieniza las manos y cualquier superficie, sin necesidad de aclarar con agua, gracias al alcohol y a los tensoactivos que contiene en su composición.

APLICACIONES:

Para el tratamiento higiénico de las manos y todo tipo de superficies en: Escuelas, Guarderías, Instalaciones deportivas, Gimnasios, Salas de masajes, Oficinas, Aeropuertos, Clínicas, etc.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Utilizar el producto puro. Aplicar 1-3 ml de producto puro sobre las manos. Restregar y dejar secar hasta su total evaporación. No es preciso aclarar con agua tras su utilización

INGREDIENTES:

ALCOHOL DENAT, AQUA, PROPYLENE GLYCOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, GLYCERIN, DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE.



COMPOSICIÓN:

Formula cualitativa		
Ingrediente (INCI)	Función	
ALCOHOL DENAT	Solvente	65.3% (tras el cambio temporal de la materia prima Alcohol 96° a Alcohol 99°)
AQUA	Solvente	25-50%
PROPYLENE GLYCOL	Solvente / Humectante / Acondicionador de la piel / Controlador de la viscosidad	0.1-1%
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER	Formador de film	0.1-1%
TRIETHANOLAMINE	Controlador del pH	0.01-0.1%
GLYCERIN	Solvente / Humectante	0.1-1%
DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE	Tensioactivo / Antistático / Emulsionante / Acondicionador del pelo	0.1-1%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Forma física: Gel viscoso transparente
- Color: Incoloro
- Olor: Característico a alcohol
- pH (al 100%): 6,0 ± 0,5
- Peso específico: 0,85 ± 0,02 gr/cc
- Solubilidad en agua: Total

FORMATOS:

Envases de 500 ml

OTRAS INFORMACIONES:

Periodo de caducidad: > 30 meses
P.A.O.: > 12 meses

PRECAUCIONES:

Inflamable. Uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos