

# ESTERILUX TENSÍÓMETRO

## TENSÍÓMETRO DIGITAL DE BRAZO



## DETECCIÓN Y PREVENCIÓN EN SUS MANOS



### RESPUESTA RÁPIDA Y PRECISA

Equipado con un avanzado algoritmo de detección de doble pulso (DPDA). El monitor de presión arterial proporciona lecturas reales en menos de 1 minuto.



### PANTALLA LCD

Pantalla LCD retroiluminada, con dígitos grandes y fácil de leer.

## ESPECIFICACIONES

### Función

Máquina de presión arterial que incluye esfigmomanómetro y cinturón de compresión muy cómodo y práctico. Obtiene lecturas precisas en muy poco tiempo. Equipado con un avanzado algoritmo de detección de doble pulso (DPDA). El monitor de presión arterial proporciona lecturas reales en solo 30-40 segundos.

### Pantalla LCD

Pantalla LCD retroiluminada, con dígitos grandes y fácil de leer.

### Función de memoria

El almacenamiento de memoria con marca de fecha y hora le permite revisar las últimas 90 lecturas con solo tocar un botón.

### Temperatura

Temperatura de almacenamiento: -20~55 6550

Temperatura de de servicio: 5~40 6550

### Sensibilidad

0.1 kPa (1 mmHg)

### Pulsación

40-199 pulsaciones por minuto

### Pulso

+5%

### Materiales

Plásticos + Componentes Electrónicos + LCD

### Color

Blanco

### Método de Medición

Método oscilográfico

### Medidas

13x15x5cm

### Precaución

La batería no está incluida.