

ESTERILUX MASCARILLA FFP3 MASCARILLA DE ALTA PROTECCIÓN



PREVENCIÓN TOTAL CONTRA VIRUS



CON HOMOLOGACIÓN CE

Mascarilla multiuso de gran protección homologada CE 1463 EN 149:2001+A1:2009. Ideal para uso profesional sanitario o personas expuestas a riesgo. Sellado 100% eficaz.



ALTA PROTECCIÓN

- SUAVE
- CÓMODA
- SEGURA
- CERTIFICADA

ESPECIFICACIONES

Características

Mascarilla FFP3-NR de protección total con un diseño ligero y no voluminoso con agarre en las orejas.

Composición

Bandas de ajuste: Poliisopreno · Almohadilla nasal: Poliuretano · Clip nasal: Aluminio · Filtro: Polipropileno

Protección

Filtración de protección de cuatro capas. Capa externa no tejida, capa de soplado en fusión electrostática, material de filtro estándar KN95 / FFP2, capa de soplado en fusión electrostática.

Filtración

>98%

Seguridad

Barrera total de partículas. Sellado 100% eficaz.

Uso recomendado

4 a 8 horas seguidas.

Color

Blanco

Medidas

22cm ancho x 16cm alto

Normativa

EN 149:2001+A1:2009

Homologación

Mascarilla homologada. CE 1463

